

当社「パウチ洗剤」が、環境省による「プラスチック・スマート」に登録されました。海洋プラスチック問題の解決に貢献します。

医薬部外品

無香料

手洗いと同時に

殺菌、消毒。

殺菌・消毒用手洗い剤

高濃度タイプ



250g

洗浄+  
殺菌・消毒



ニイタカ

業務用

# 薬用ハンドウォッシュ スーパーコンク

## ◆ パウチ包装で正確に希釈できます

移しかえしやすい菱形のパウチ包装を採用。専用の希釈ボトルを用いることで簡単かつ正確に希釈できます。

## ◆ 軽くて扱いやすく省スペース

コンパクトなので在庫スペースを取らず、軽いので作業者の負担も軽減できます。

## 使用方法

1. 10～20倍にうすめて使用してください。
2. 容器から手のひらに手洗い剤を適量とって泡立てた後、よくこすりながら洗います。
3. 流水で手をよくすすぎます。

## ⚠️ 注意 必ずお守りください。

- 製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
- 石けんから切り替えの際は、泡立ちを少なく感じて、使い過ぎることがあります。使い過ぎにご注意ください。
- 湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
- 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

## 商品データ

品名	薬用ハンドウォッシュ スーパーコンク 250g(A-6)
販売名	ハンドクリーナーコンク B
荷姿	250g×4袋/1ケース
商品寸法	右図参照
ケース寸法※	107mm×192mm×77mm
積重可能段数	3段
商品コード	250561
JANコード	4975657280128
ITFコード	-

※ 寸法は幅 × 奥行 × 高さを設計値で記載しています。  
・ 商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

## 特長

- **殺菌剤・塩化ベンザルコニウム配合**  
逆性石けんを配合していますので、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
- **経済的な高濃度タイプ**  
10～20倍にうすめて使用できますので、とても経済的です。
- **石けんカスが付きにくい**  
石けんを含まないので、石けんカスが発生しません。手洗い設備に石けんカスが付着しにくく、清掃がラクになります。

## 成分表示など

◆ 有効成分	濃ベンザルコニウム塩化物液50
◆ その他の成分	アルキルグリコシド、ラウリルジメチルアミンオキシド液、グリセリン、POEオレイルセチルエーテル、エデト酸塩、POEラウリルエーテル、pH調整剤、青色1号、黄色4号
◆ 香り	無香タイプ

パウチ外寸



5ℓ広口  
希釈ボトル

専用希釈ボトル  
商品コード: 901391

■ 専用フォームディスペンサーはオプションです  
(品名: ハンドソープ フォームディスペンサ500、商品コード: 901049)