

除菌

無リン

低泡性

塩素系よりも扱いやすい除菌剤

業務用 食品工場向け除菌剤

低泡性除菌剤

第四級アンモニウム塩配合で除菌効果を発揮します。
低泡性のため、靴底・床の除菌に最適です。



2kg

特長

靴底の除菌に最適

塩素系の薬剤と違い、失活しにくく、交換頻度を減らすことができます。臭いもほとんどありません。また、低泡性で滑りにくいので、安心です。

洗浄後の除菌にも使えます

洗浄後の床に散布したり、食品加工機器を浸漬したりすることで除菌ができます。

⚠ 使用上の注意

- 用途以外に使用しない。●他の薬剤・洗浄剤とは混ぜない。●アルミニウム・銅・真鍮・スズ・白木・竹・繊維等の製品に使用しない。●使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

使用方法



靴底の除菌

希釈液を入れた浸漬槽に長靴を浸ける。



床の除菌

希釈液を床にまき、こすり洗いした後、流水ですすぎ、ワイパーで水を切る。



食品加工機器の除菌

希釈液に10分以上浸漬し、流水ですすぎ。

用途・使用方法

用途 靴底・床・食品加工機器の除菌
 使用量の目安 100倍希釈
 使い方 靴底：100倍希釈液を適当量、長靴浸漬槽に入れて用いる。
 床：100倍希釈液を床にまき、ブラシでこすり洗い、流水ですすぎ、ワイパーで水を切る。
 食品加工機器：100倍希釈液に10分以上浸漬後、流水ですすぎ

成分表示など

液性 弱アルカリ性
 成分 界面活性剤(第四級アンモニウム塩)、金属イオン封鎖剤

商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

商品データ

品名 ニイタカ 低泡性除菌剤 2K
 荷姿 2kgポリ容器6本/ケース
 ボトル寸法 95mm×125mm×270mm
 ケース寸法 293mm×262mm×297mm
 積載可能段数 3段(気温40℃、湿度90%の場合)
 商品コード 231560
 JANコード 4975657232189

寸法は幅×奥行×高さを設計値で記載しています。

お問い合わせは・・・

BBOEAC



〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10
 ☎06-6395-2717