

ニイタカ 薬用ハンドソープ

手洗いと同時に、※1
殺菌・消毒



殺菌剤配合

殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒※1ができます。

泡立ちのよい液体タイプ

極め細やかな泡立ちで、汚れをしっかりと落とします。

手指に匂いが残りません


無香料なので、食材を扱う方の手洗いにも適しています。

※1 すべての菌を殺菌・消毒するわけではありません。

使用 方 法

1. 原液、または3倍以内に薄めて使用してください。
2. 容器から手のひらに石けん液を適量とって泡立てた後、よくこすりながら洗います。
3. 流水で手をよくすすぎます。

洗 い 方



手洗い方法が動画で確認できます



手洗いマニュアルがダウンロードできます



成分表示など

有効成分	イソプロピルメチルフェノール
その他の成分	K石けん素地、アルキルグリコシド、エデト酸塩、グリセリン、プロピレングリコール、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号
香り	無香タイプ

ディスペンサー各種(別売)

スリムフォームディスペンサー

容量500mL
商品コード：901059



オートディスペンサー
[壁付け]
容量500mL
商品コード：901316



⚠ 注意 必ずお守りください。

- 製品容器に記載の「使用方法」と「使用上の注意」を必ず読んでお使いください。
- 湿しん、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある時は、悪化させる恐れがあるので使用しないでください。
- 赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮膚科医へ相談してください。使い続けると症状が悪化することがあります。

商品データ

品 名	薬用ハンドソープ 400gパウチ	薬用ハンドソープ 2.5kg	薬用ハンドソープ 5kg	薬用ハンドソープ 18kg BIB
販 売 名	ニイタカ 薬用ハンドソープIP A-a	ニイタカ 薬用ハンドソープIP A-a	ニイタカ 薬用ハンドソープIP A-a	ニイタカ 薬用ハンドソープIP A-a
荷 姿	400g(パウチ)×6袋	2.5kg(ソフトボトル)×6本	5kg(ソフトボトル)×3本	18kg(バックインボックス容器)
商 品 寸 法 ^{※2}	130mm×72mm×237mm	141mm×105mm×272mm	206mm×132mm×293mm	296mm×297mm×277mm
ケース寸法 ^{※2}	251mm×137mm×240mm	436mm×229mm×281mm	421mm×219mm×307mm	—
積重可能段数	3段			
商品コード	250160	250162	250140	250103
JANコード	4975657280067	4975657280050	4975657280029	4975657280180
ITFコード	14975657280064	14975657280057	14975657280026	—

※2 寸法は幅 × 奥行 × 高さを設計値で記載しています。
・商品の外観・表示については予告なく変更することがあります。

BBA00E



お問い合わせは・・・

〒532-8560 大阪市淀川区新高1-8-10

TEL.06-6395-2717